


声がきこえにくい方へ

軟骨伝導イヤホンを是非ご利用ください。

イヤホンを耳に軽く当てるだけで音が聞こえます

イヤホン装着図

耳にイヤホンを装着する際は、
下図の位置にイヤホンを装着してください。



○軟骨伝導イヤホンについて

軟骨伝導は、耳の周囲の軟骨に振動を与えて音を伝える新しい仕組みです。

イヤホンを耳に軽く当てるだけで音が聞こえるため、音漏れしにくく、大声での会話も必要なくなり、プライバシーを保てるのが特徴です。

イヤホン部分は球体で、汚れをふき取ることも簡単で清潔を保てます。